


Wb、Elisa用 抗Med20ポリクローナル抗体 - Q9H944

商品番号: CM0023537



前書き

ヒトMED20（RNAポリメラーゼII転写に重要なメディエーター複合体サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED20 Rabbit pAb
備考/別名	SRB2; TRFP; PRO0213; MED20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9477
GeneID	9477
免疫原	ヒトMED20 (NP_004266.2) のアミノ酸1-212に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H944
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋