


Wb、Elisa用抗Med21ポリクローナル抗体 - Q13503

商品番号: CM0014606



前書き

ヒトMED21 (SRB7)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。RNAポリメラーゼII転写調節に関与するメディエーター複合体サブユニット。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED21 Rabbit pAb
備考/別名	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9412
遺伝子ID	9412
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMED21 (NP_004255.2) のアミノ酸1-144に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13503
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスパック