

WbおよびElisa用 Anti-Med24 ポリクローナル抗体 - O75448

商品番号: CM0030053



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのMED24ウサギポリクローナル抗体です。110 kDaのメディエーター複合体サブユニットである、ヒト、マウス、ラットのMED24を検出します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED24 ウサギ pAb
備考/別名	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9862
GeneID	9862
免疫原	ヒトMED24（NP_055630.2）のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75448
タンパク質分子量	110kDa
輸送	保冷バッグ