


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Med4ウサギモノクローナル抗体 - Q9Npj6

商品番号: CM0002266



前書き

MED4ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMED4（RNAポリメラーゼII転写に関与するメディエーター複合体サブユニット）を認識します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED4 Rabbit mAb
備考/別名	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29079
GeneID	29079
免疫原	ヒトMED4 (Q9NPJ6) のアミノ酸150-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPJ6
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋