


WbおよびElisa用 抗Med7 ウサギポリクローナル抗体 - O43513

商品番号: CM0022673



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMED7ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスMED7を認識。MED7はRNAポリメラーゼII転写に重要なメディエーター複合体サブユニットであり、転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED7 ウサギ pAb
備考/別名	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9443
GeneID	9443
免疫原	ヒトMED7 (NP_004261.1) のアミノ酸1-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43513
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ