


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Mef2Aポリクローナル抗体 - Q02078

商品番号: CM0017159



前書き

ヒトMEF2Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。筋肉の発達および転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEF2A Rabbit pAb
備考/エイリアス	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4205
遺伝子ID	4205
免疫原	合成ペプチド ヒトMEF2A (NP_001124400.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02078
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋