


Wb、Ihc、Elisa対応 抗Mef2Dポリクローナル抗体 - Q14814

商品番号: CM0019142



前書き

ヒトMEF2D（56 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。筋肉および神経発生における転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEF2D ウサギpAb
略称/別名	MEF2D
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4209
GeneID	4209
免疫原	ヒトMEF2D（NP_005911.1）のアミノ酸431～521に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14814
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	氷袋梱包