


Wb、If、Ihc、Fc、Elisa用抗Megalin/Lrp2モノクローナル抗体 - P98164

商品番号: CM0006333



前書き

ヒトMegalin/LRP2のC末端領域を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、FC（細胞内）、ELISAでの使用が検証済みです。腎再吸収、神経発生、リポタンパク質代謝に必須な多リガンドエンドサイトーシス受容体であるヒト、マウス、ラットのLRP2（約522 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Megalin/LRP2 ウサギmAb
別名	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4036
免疫原	ヒトMegalin/LRP2（NP_004516.2）のアミノ酸4446～4655番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98164
タンパク質分子量	522kDa
発送方法	保冷剤