

Wb、If/Icc、Elisa用抗Meis1ウサギポリクローナル抗体 - O00470

商品番号: CM0020600



前書き

ウエスタンブロッティング、免疫蛍光法／免疫細胞化学、ELISAでバリデーション済みの抗MEIS1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMEIS1に反応します。造血、転写調節、白血病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEIS1ウサギpAb
備考／別名	MEIS1
種	ヒト
遺伝子ID	4211
免疫原	ヒトMEIS1（NP_002389.1）のアミノ酸300～390内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00470
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷剤