

Wb、Elisa用抗Meis2ポリクローナル抗体 - O14770

商品番号: CM0026378



前書き

マウスおよびラットと交差反応性を示し、WBおよびELISAでの検証が完了しているウサギ由来MEIS2ポリクローナル抗体です。転写制御や発生生物学の研究に適しています。免疫原は組換えタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEIS2 Rabbit pAb
備考/別名	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
種	ヒト
遺伝子ID	4212
免疫原	ヒトMEIS2 (NP_733776.1) のアミノ酸351-470に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14770
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	保冷剤