

ウェスタンブロットおよびElisa用抗Meis3ポリクローナル抗体 - Q99687

商品番号: CM0020173

前書き

ヒトMEIS3に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。転写制御、腭β細胞生存、核局在化の研究に適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MEIS3 ウサギ pAb
別名	MRG2; MEIS3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56917
遺伝子ID	56917
免疫原	ヒトMEIS3 (NP_001287988.1) のアミノ酸325〜375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99687
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋