

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mek1ポリクローナル抗体 - Q02750

商品番号: CM0013680



前書き

ヒトMEK1 (MAP2K1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。MAPK/ERK経路の研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK1 Rabbit pAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604
遺伝子ID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (NP_002746.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋