

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Mek1ウサギモノクローナル抗体 - Q02750

商品番号: CM0003901



前書き

二重特異性MAPキナーゼキナーゼであるヒトMEK1（MAP2K1）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAへの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。MAPK/ERKシグナル伝達経路の研究に最適です（UniProt: Q02750）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK1 ウサギmAb
別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5604
GeneID	5604
免疫原	ヒトMEK1（Q02750）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷剤