

Wb、Ip、Elisa用 抗Mek1ウサギモノクローナル抗体 - Q02750

商品番号: CM0003100



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISA用抗MEK1ウサギモノクローナル抗体。MAPK/ERK経路の重要なキナーゼであるMAP2K1/MEK1 (Q02750)を標的とします。がん研究やシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK1 ウサギ mAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5604
GeneID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (Q02750)のアミノ酸150-250に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ