

Wb、Elisa用抗Mek1/Mek2モノクローナル抗体 - Q02750/P36507

商品番号: CM0009922



前書き

ヒトMEK1/MEK2キナーゼを標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAへの適用が可能で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。MAPK/ERKシグナル伝達研究に必須のツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK1/MEK2 ウサギmAb
備考・別名	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604/5605
遺伝子ID	5604/5605
免疫原	ヒトMEK1/MEK2 (Q02750) のアミノ酸1-360番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750/P36507
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋梱包