

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mek1/Mek2モノクローナル抗体 - Q02750 / P36507

商品番号: CM0007259



前書き

このウサギモノクローナル抗体はMEK1/MEK2を標的とし、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証されています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、MAPK/ERKシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
備考/別名	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604/5605
免疫原	ヒトMEK1/MEK2 (NP_002746.1) のアミノ酸170-270内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750 / P36507
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ