

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mek2ポリクローナル抗体 - P36507

商品番号: CM0013281



前書き

ヒトMEK2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMEK2を検出します。MAPKシグナリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] MEK2 Rabbit pAb
備考/別名	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5605
GeneID	5605
免疫原	合成ペプチド ヒトMEK2 (NP_109587.1) のアミノ酸1-100配列内に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36507
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋