

ウエスタンブロットおよびElisa用

抗Mek2ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み） - P36507

商品番号: CM0002154



前書き

ヒトMEK2（MAP2K2）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISA用にKO検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。予測分子量：44 kDa。MAPKシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MEK2 ウサギ mAb
備考/別名	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [KO/KD検証済み] MEK2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5605
遺伝子ID	5605
免疫原	合成ペプチド：ヒトMEK2（P36507）のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P36507
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ