

抗Mek3ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P46734

商品番号: CM0008547

前書き

ヒトMEK3（MKK3、MAPKK3）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。MAPK p38シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK3 ウサギmAb
別名	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5606
GeneID	5606
免疫原	ヒトMEK3（P46734）のアミノ酸150～347番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46734
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	氷袋