

WbおよびElisa用抗Mek5モノクローナル抗体 - Q13163

商品番号: CM0002581



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗MEK5モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。MAPKシグナル伝達、アポトーシス、心臓発生に参与するMAP2K5キナーゼを標的。研究用途に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK5 ウサギ mAb
備考/別名	MEK5
種	ヒト
遺伝子ID	5607
免疫原	ヒトMEK5 (Q13163)のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13163
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ