

抗Mek5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13163

商品番号: CM0024843



前書き

ヒトMEK5（MAP2K5）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。MAPKシグナル伝達、アポトーシス、心臓発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK5 ウサギ pAb
備考/別名	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5607
GeneID	5607
免疫原	組換えタンパク質；ヒトMEK5（NP_660143.1）のアミノ酸1-190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13163
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤