


Wb、Elisa用 Anti-Mek7 (Map2K7) モノクローナル抗体 - O14733

商品番号: CM0002025



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗MEK7抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。47 kDaのバンドを検出。JNKシグナル伝達、ストレス誘導性アポトーシスに必須。O14733。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] MEK7 Rabbit mAb
備考/別名	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5609
GeneID	5609
免疫原	合成ペプチド ヒトMEK7 (O14733) のアミノ酸320-419に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14733
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ