

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mek7ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） - O14733

商品番号: CM0020674



前書き

MEK7（MKK7、JNKK2）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。ストレス活性化JNK MAPキナーゼ経路およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MEK7ウサギpAb
備考／別名	MEK ; MKK7 ; JNKK2 ; MEK 7 ; MAPKK7 ; PRKMK7 ; SAPKK4 ; SAPKK-4 ; K7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5609
GeneID	5609
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMEK7（NP_660186.1）のアミノ酸1～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14733
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ