


Wb、Ihc-P、Elisa向け抗Mekk2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y2U5

商品番号: CM0002666



前書き

ヒトMEKK2（MAP3K2）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。MAPキナーゼ研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEKK2 ウサギmAb
備考／別名	MEKK2; MEKK2B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10746
GeneID	10746
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2U5
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	保冷剤