

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mekk3（Map3K3）ウサギポリクローナル抗体 - Q99759

商品番号: CM0019547



前書き

ウェスタンブロッティング、IHC-P、ELISA用のMEKK3（MAP3K3）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでバリデーション済み。MAPKシグナル伝達および転写因子の活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEKK3ウサギpAb
備考／別名	MEKK3 ; MAPKKK3
種	ヒト
遺伝子ID	4215
免疫原	ヒトMEKK3（NP_976226.1）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99759
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷バッグ