

## Wb用抗Mekk3モノクローナル抗体 - Q99759

商品番号: CM0012719



## 前書き

ヒトMEKK3（MAP3K3）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと反応します。タンパク質分子量は71kDaで、シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 製品名       | MEKK3 ウサギmAb                                         |
| 別名        | MEKK3; MAPKKK3                                       |
| 対象種       | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4215                                                 |
| 遺伝子ID     | 4215                                                 |
| 免疫原       | 合成ペプチド ヒトMEKK3（Q99759）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。 |
| 起源        | ウサギ                                                  |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                            |
| 用途        | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                               |
| SWISS     | Q99759                                               |
| タンパク質分子量  | 71kDa                                                |
| 発送        | 保冷剤                                                  |