

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Melan-A/Mart-1 ポリクローナル抗体 - Q16655

商品番号: CM0024868



前書き

メラノソーム生合成タンパク質であるMelan-A/MART-

1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。メラノーマおよびメラノサイト研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Melan-A/MART-1 ウサギ pAb
備考/別名	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2315
GeneID	2315
免疫原	ヒトMelan-A/MART-1 (NP_005502.1) のアミノ酸48-118に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16655
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ