

Wb、If、Ihc、Elisa用 Anti-Melan-A/Mart-1 ラビットモノクローナル抗体 - Q16655

商品番号: CM0007214



前書き

Melan-A/MART-1 ラビットmAb (Q16655)

は、WB、IF、IHC、ELISA

で検証済みです。ヒトメラノーマ抗原（13 kDa）に特異的です。メラノサイトおよびメラノーマの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Melan-A/MART-1 ラビットmAb
備考/別名	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2315
GeneID	2315
免疫原	ヒト MLANA (NP_005502.1) のアミノ酸 11-110 内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16655
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋