


WbおよびElisa用Anti-Melkウサギポリクローナル抗体 - Q14680

商品番号: CM0013597



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のAnti-MELKウサギポリクローナル抗体。細胞周期およびアポトーシスに関与する母性胚性ロイシンジッパーキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MELK Rabbit pAb
備考/別名	HPK38; MELK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9833
GeneID	9833
免疫原	ヒトMELK (NP_055606.1) のアミノ酸412-651に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14680
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋