


抗Melk/Hpk38 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q14680

商品番号: CM0005400



前書き

ヒトMELK（HPK38）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞周期、アポトーシス、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MELK ウサギmAb
別名	HPK38; MELK
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9833
GeneID	9833
免疫原	合成ペプチド（ヒトMELK（NP_055606.1）のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14680
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	保冷剤