


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Memo1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y316

商品番号: CM0030717



前書き

ヒトMEMO1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットに反応。ERBB2駆動性細胞運動性および乳癌細胞の遊走研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEMO1 ウサギ pAb
備考/別名	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51072
GeneID	51072
免疫原	ヒトMEMO1 (NP_057039.1) のアミノ酸1-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y316
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ