


Wb、Elisa用抗Meninポリクローナル抗体 - O00255

商品番号: CM0013063



前書き

ヒトMeninを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応しません。
Meninは重要な転写制御因子であり、MLL/SET1
ヒストメチルトランスフェラーゼ複合体の構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Menin Rabbit pAb
備考/別名	MEAI; SCG2; Menin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4221
GeneID	4221
免疫原	ヒトMenin (NP_000235.2) のアミノ酸266-615に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00255
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスパック