


If/Icc・Elisa用 抗Mepce ウサギポリクローナル抗体 - Q7L2J0

商品番号: CM0029771



前書き

ヒトMEPCE（7SK snRNAメチルリン酸キャッピング酵素）に対するウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに適しています。7SK RNP複合体と転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEPCE ウサギ pAb
別名	BCDIN3; MEPCE
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56257
遺伝子ID	56257
免疫原	ヒトMEPCE (NP_062552.2) のアミノ酸470～689番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7L2J0
タンパク質分子量	74kDa
輸送方法	氷袋