

Anti-Mepe ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nq76

商品番号: CM0026482

前書き

ヒトMEPEに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMEPEを検出します。骨鉱化および歯髄研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEPE Rabbit pAb
備考/別名	OF45; MEPE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56955
GeneID	56955
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトMEPE (NP_064588.1) のアミノ酸90-256に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQ76
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋