

Wb、Elisa用 抗Mers-Cov スクレオプロテイン ポリクローナル抗体 - K9N4V7

商品番号: CM0019859



前書き

MERS-CoV

スクレオプロテイン（Nタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ウイルスRNAのパッケージングと複製に必須のスクレオカプシドタンパク質を標的とします。コロナウイルス研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MERS-CoV スクレオプロテイン ウサギ pAb
GeneID	14254601
免疫原	コロナウイルス スクレオプロテイン (YP_009047211.1) のアミノ酸1-413に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
タンパク質重量	45kDa
発送	保冷バッグ