

## Wb、Elisa用途 抗Mers-Cov スクレオプロテイン ウサギモノクローナル抗体 - K9N4V7

商品番号: CM0006593



### 前書き

#### MERS-

CoVのスクレオプロテインを標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。MERS-

CoVを特異的に認識し、予測分子量は45

kDaです。コロナウイルス研究や診断アッセイ開発に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | MERS-CoV スクレオプロテイン ウサギmAb                                                     |
| 種          | ヒト                                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 14254601                                                                      |
| 遺伝子ID      | 14254601                                                                      |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   コロナウイルス スクレオプロテイン (YP_009047211.1) のアミノ酸1-413番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                     |
| 用途         | WB、ELISA                                                                      |
| 交差反応性      | MERS-CoV                                                                      |
| SWISS      | K9N4V7                                                                        |
| タンパク質分子量   | 45kDa                                                                         |
| 発送方法       | 保冷剤                                                                           |