


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mers-CovスパイクRbdウサギポリクローナル抗体 - K9N5Q8

商品番号: CM0024482



前書き

MERS-CoVスパイクRBD

(YP_009047204.1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで有効性が確認済み。

MERS-

CoVと反応する。ウイルス侵入およびスパイクタンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MERS-CoV スパイク RBD ウサギ pAb
種	コロナウイルス
GeneID	14254594
免疫原	コロナウイルススパイクRBD (YP_009047204.1)の18-725アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
タンパク質分子量	149kDa
発送	保冷バッグ