


抗Mertkモノクローナル抗体（Wb用） - Q12866

商品番号: CM0002925



前書き

ヒトMERTKに対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みです。マクロファージのエフェロサイトーシス（アポトーシス細胞貪食）と網膜の健康に必須な受容体型チロシンキナーゼMerを標的とします。SWISSプロット番号: Q12866。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MERTK ウサギmAb
備考/別名	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10461
免疫原	ヒトMERTK（Q12866）のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12866
タンパク質分子量	110kDa
発送方法	氷袋梱包