


抗Mertk/Mer ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q12866

商品番号: CM0028130



前書き

ヒトMERTK（MER、Tyro12）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラット組織中のMERTKを検出し、食作用およびがんシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MERTK ウサギpAb
備考 / 別名	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
対象種	ヒト
遺伝子ID	10461
免疫原	ヒトMERTK（NP_006334.2）のアミノ酸26～499に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12866
タンパク質分子量	110kDa
配送方法	保冷剤