

WbおよびElisa用 Anti-Mesdc2 ポリクローナル抗体 - Q14696

商品番号: CM0018278

前書き

MESDC2（LRPシャペロン
MESD、OI20）に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスMES
DC2を認識。組換え免疫原（aa1-
234）。LDL受容体およびWntシグナル伝達研究に最
適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MESDC2 ウサギ pAb
備考/別名	BOCA; OI20; MESDC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23184
GeneID	23184
免疫原	ヒトMESDC2（NP_055969.1）のアミノ酸1-234に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14696
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ