


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗メソテリン モノクローナル抗体 - Q13421

商品番号: CM0005286



前書き

ヒトメソテリン（MSLN/MPF）に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。アミノ酸296-606を標的としており、癌研究や細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	メソテリン ウサギmAb
別名	MPF; SMRP; メソテリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10232
遺伝子ID	10232
免疫原	ヒトメソテリン（NP_037536.2）のアミノ酸296-606に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13421
タンパク質分子量	67KDa/68KDa/71KDa
発送	氷袋