


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗メソテリンポリクローナル抗体 - Q13421

商品番号: CM0013496



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのヒトメソテリン（MSLN、MPF、SMRP）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。がんおよび中皮研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	メソテリン ウサギ pAb
備考／別名	MPF、SMRP、メソテリン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10232
GeneID	10232
免疫原	ヒトメソテリン（NP_037536.2）のアミノ酸296～606に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13421
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷バッグ