


## Wb、If-P、Elisa用 抗メソテリン ウサギモノクローナル抗体 - Q13421

商品番号: CM0007824



## 前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗メソテリンウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびラットと反応します。メソテリン・がん研究に最適です。本抗体は細胞接着タンパク質であるメソテリンを検出し、診断アッセイ開発に適しています。SWISS: Q13421。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                           |
|----------|---------------------------------------------|
| 製品名      | メソテリン ウサギmAb                                |
| 別名       | MPE; SMRP; メソテリン                            |
| 種        | ヒト                                          |
| 遺伝子ID    | 10232                                       |
| 免疫原      | ヒトメソテリン(Q13421)のアミノ酸500～600番目の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源       | ウサギ                                         |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                   |
| 応用分野     | WB、IF-P、ELISA                               |
| 交差反応性    | ヒト、ラット                                      |
| SWISS    | Q13421                                      |
| タンパク質分子量 | 69kDa                                       |
| 発送方法     | 保冷剤                                         |