


Wb、Ihc-P、Elisa用抗メソテリン ウサギモノクローナル抗体 - Q13421

商品番号: CM0002561



前書き

ヒトメソテリン（MSLN）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。CAK1/MPF腫瘍バイオマーカーに特異的で、がん研究や診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mesothelin Rabbit mAb
備考/別名	MPF; SMRP; Mesothelin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10232
GeneID	10232
免疫原	組換えタンパク質 ヒトメソテリン (NP_037536.2) のアミノ酸296-606に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13421
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋