


抗メソテリン ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13421

商品番号: CM0027954



前書き

ヒトメソテリン（SWISS: Q13421）を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応。ヒトおよびマウスのメソテリンを認識し、がんおよび巨核球の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	メソテリン ラビット pAb
備考/別名	MPF; SMRP; メソテリン
種	ヒト
GeneID	10232
免疫原	ヒトメソテリン（NP_037536.2）のアミノ酸296-606に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13421
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ