

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mest ウサギ ポリクローナル抗体 - Q5Eb52

商品番号: CM0025254

前書き

ヒトMEST（PEG1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。神経発生および脂肪細胞分化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEST ウサギ pAb
備考/別名	PEG1; MEST
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4232
GeneID	4232
免疫原	組換えタンパク質（ヒトMEST（NP_002393.2）のアミノ酸146-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5EB52
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ