

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Metポリクローナル抗体 - P08581

商品番号: CM0022844



前書き

ヒトMET（肝細胞増殖因子受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性を有します。がん研究やシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MET ウサギ pAb
備考/別名	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; MET
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4233
遺伝子ID	4233
免疫原	ヒトMET（NP_000236.2）のアミノ酸518-840に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08581
タンパク質分子量	156kDa
発送	保冷バッグ