

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Metウサギポリクローナル抗体 - P08581

商品番号: CM0016462



前書き

CamelBioの抗METウサギポリクローナル抗体（P08581）は、ヒトおよびラットサンプルにおけるウェスタンブロットティングおよびELISA用に検証済みで、シグナル伝達およびがん研究のための肝細胞増殖因子受容体c-Metを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MET Rabbit pAb
備考/別名	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFNB97, MET
種	ヒト
GeneID	4233 (ヒト)
免疫原	ヒトMET (NP_000236.2) のアミノ酸960-1161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08581
タンパク質分子量	156kDa
発送	保冷バッグ