

WbおよびElisa用 抗Metap2ウサギポリクローナル抗体 - P50579

商品番号: CM0029765



前書き

ヒトMETAP2（メチオニンアミノペプチダーゼ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットティングおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。タンパク質合成および翻訳制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METAP2 ウサギ pAb
備考/別名	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
種	ヒト
GeneID	10988 (ヒト)
免疫原	ヒトMETAP2 (NP_006829.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50579
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ