


Wb、Elisa用 抗Mettl13 ポリクローナル抗体 - Q8N6R0

商品番号: CM0030870



前書き

ヒトMETTL13に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMETTL13を検出します。eEF1Aのメチル化および翻訳制御の研究に適しています。タンパク質分子量は約79kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL13 Rabbit pAb
備考 / 別名	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51603
GeneID	51603
免疫原	ヒトMETTL13 (NP_057019.3) のアミノ酸540～699番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6R0
タンパク質分子量	79kDa
配送方法	氷袋